

PULSE OXYMETER

PULZNÍ CESTOVNÍ OXYMETR

Nová generace Pulzního Cestovního Oxymetru je určena k rychlé kontrole saturace kyslíkem a srdeční frekvence během neinvazivních zákroků. Primárními uživateli jsou zdravotničtí odborníci v nemocnicích, klinikách a záchranných službách.

Pulzní Cestovní Oxymetr se vyznačuje nízkou spotřebou energie, jednoduchým ovládním a nízkou hmotností.

Veškeré výstupy poskytuje velký digitální LED displej v reálném čase. Navíc v jediné, unikátní, přesné a kompaktní aplikaci.



SPECIFIKACE

Model č. :	MD-650P TRAVELLER
Zobrazení :	SpO ₂ , tepová frekvence Indikátor tepové frekvence Indikátor síly pulzu Indikátor stavu baterie
Síla pulzu :	sloupcový indikátor
SpO₂ :	0% - 100%
Tepová frekvence :	30 bpm - 250 bpm
SpO₂ (přesnost) :	80% - 100% +/- 2% 65% - 79% +/- 3% <65% nespecifikováno
Tepová frekvence (přesnost) :	30 ~ 250bpm +/- 1%
Nastavení alarmu :	přístroj není alarmem vybaven
Teplota :	0°C ~ 55°C (provozní) -20°C ~ 55° (skladovací)
Vlhkost :	15 ~ 95% (provozní) 10 ~ 95% (skladovací)
Požadavky na zdroj :	3 kusy baterií vel. AAA
Rozměry :	73 x 45 x 43 mm
Hmotnost :	60 g (bez baterií)
Certifikáty kvality :	ISO 13485, ISO 9001, GMP
Certifikáty	

COMDEK INDUSTRIAL CORP.
9F-1, No. 3, Yuan Qu Street, Nan-Kang,
Taipei 11503, Taiwan, R.O.C.

CHARAKTERISTIKA

1. Pro dětské i dospělé pacienty
2. Kompaktní a moderní design
3. Vestavěná prstní sonda
4. Měřené hodnoty ihned k dispozici
5. Automatické vypínání během nepoužívání
6. Sloupcový indikátor síly pulzu
7. Použití baterií vel. AAA
8. Životnost baterie cca. 16 hodin nepřetržitého provozu
9. Indikátor vybité baterie (30 minut do úplného vybití)
10. Návod k obsluze

VÝBAVA

3 kusy baterií vel. AAA
Šňůrka k zavěšení na krk
Návod k obsluze

VÝBĚR BAREV



Model č.
MD-650P-DB



Model č.
MD-650P-LB



Model č.
MD-650P-LY



Model č.
MD-650P-LG

OXYTECHNIC S.R.O.
Na Krocínce 41/445
190 00 Praha 9 - Vysočany
www.oxytechnic.cz
www.biooxy.com